




Philips Lumea Advanced
IPL – prevence růstu
nových chloupků

Pro použití na těle a obličeji

15 minut na úpravu dolních částí
nohou
>250 000 záblesků
Mimořádně dlouhý kabel



SC1997/00



Šetrné a dlouhodobé odstranění chloupků

Systém Philips Lumea Advanced umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle a obličeji. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhodobé odstranění chloupků technologií IPL

- Radujte se z hladké pokožky každý den
- Účinné bez námahy
- Přizpůsobeno pro bezpečné a efektivní použití doma
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky

Bezpečný, rychlý a efektivní na tělo a obličej

- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích
- Rychlá aplikace díky velkému ústí přístroje
- Přesný nástavec pro mimořádně bezpečné použití na obličeji
- Vestavěný snímač odstínu pleti pro větší bezpečnost
- Jemné k pokožce

Maximální volnost, minimální námaha

- Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady
- Režimy posouvání a záblesku pro pohodlnější aplikaci
- Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení



asimpleswitch.com

PHILIPS

IPL – prevence růstu nových chloupků

Pro použití na těle a obličej 15 minut na úpravu dolních částí nohou, >250 000 záblesků, Mimořádně dlouhý kabel


Přednosti

Technologie IPL




System Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 dobrovolnic.

Radujte se z hladké pokožky každý den



Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou.

Účinné bez námahy



Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech

ošetřeních, vždy s odstupem dvou týdnů. Jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků. – Tento obrázek zvětšíte kliknutím na obrázek v galerii v horní části této stránky

Vhodné typy chloupků i pokožek



System Philips Lumea je účinný na chloupčích barvy (přirozeně) tmavé blond, hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ systém Philips Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světle blond nebo bílých/šedivých. Tento výrobek rovněž NENÍ vhodný pro tmavou pokožku.


Oblasti aplikace



Můžete bez problémů použít na odstranění chloupků na obličej (horní ret, brada a kotlety) a tělesných partií včetně nohou, podpaží, oblasti bikin, břicha a paží.

SC1997/00

Rychlé ošetření nohou



Rychlá aplikace na velké oblasti – například nohy – díky velkému ústí přístroje.

Mimořádně bezpečné použití na obličej



Díky přidávanému vestavěnému filtru světla je možné jej bezpečně použít v oblasti nad horním rtem, na bradě, tvářích a dalších citlivých oblastech.



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Technické údaje

- Vysoce výkonná žárovka: Produkuje >250 000 záblesků

Oblasti aplikace

- Oblast bikin: Paže, Nohy, Břicho, Bikiny, Podpažní jamky
- Oblasti obličej: Brada, Kotlety, Horní ret

Nástavce

- Přesný nástavec (2 cm²): Pro bezpečnou aplikaci na obličej
- Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Balení obsahuje

- Návod na použití: Uživatelská příručka
- Uskladnění: Pouzdro
- Adaptér: 24 V / 1 500 mA
- Příslušenství: Čisticí hadřík

Spotřeba

- Napětí: 100-240 V
- Kabelové připojení: Ano

Bezpečnost a možnost nastavení

- Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením
- 5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky
- Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům
- Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Servis

- Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Doba aplikace

- Spodní část nohy: 8 min
- Podpažní jamka: 1 minuta
- Oblast bikin: 1 minuta
- Oblasti obličej: 1 minuta

Režim použití

- Posun a záblesk: Pro pohodlnou aplikaci
- Použití s kabelem / bez kabelu: Kabel
- Přitisknutí a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

