

Xiaomi Electric Toothbrush T700

Uživatelská příručka



Bezpečnostní instrukce

Při prvním použití zubního kartáčku může způsobit svědění nebo menší krvácení z dásní. To je normální, když dásně nejsou zvyklé na účinné čištění elektrického zubního kartáčku. Pokud na to vaše dásně ještě nejsou zvyklé, doporučujeme používat vlastní režim. Normálně se krvácení dásní zastaví během jednoho až dvou týdnů. Přestaňte používat zubní kartáček a pokud přetrvává, poraďte se se zubařem.

VAROVÁNÍ

- Uživatelé podstupující ortodontii, zubní opravy nebo zubní implantáty by měli produkt používat pod vedením svých zubních lékařů.
- Tento zubní kartáček splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetická zařízení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání zařízení spolu s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zařízeními, poraďte se před použitím s lékařem nebo výrobcem implantovaného zařízení.
- Tento zubní kartáček je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej pro žádné jiné účely. Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, přestaňte kartáček používat a poraďte se se svým zubním lékařem.
- Neponořujte nabíjecí stanici do vody ani jiné kapaliny.
- Nezapojujte nabíjecí dok do zásuvky, pokud je na zástrčce kapalina.
- Tento zubní kartáček obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii a nikdy by neměl být vystaven ohni, nabíjen, používán ani skladován v prostředí s vysokou teplotou.
- Do zubního kartáčku nenarážejte ani jej neupouštějte. Přestaňte jej používat, pokud byl poškozen nárazem nebo pádem.
- Nepokoušejte se sami upravovat, rozebírat nebo opravovat zubní kartáček.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlídá osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo na ně nejsou poučeny o používání spotřebiče.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento zubní kartáček je vybaven vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozebírejte ani neupravujte.

- Mezi tělem uživatele a zařízením musí být zachována minimální vzdálenost 0 cm, aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření v Evropě.
- Používejte pouze nabíječku dodanou s výrobkem. Pokud je součástí dodávky, používejte pouze originální napájecí jednotku USB.
- Nepoužívejte nabíječku venku nebo v blízkosti horkých povrchů.
- Pro účely dobíjení baterie, pokud je součástí dodávky, používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto spotřebičem: A520-050100U-EU1.
- Udržujte výrobek a baterii mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Nevystavujte přístroj ani baterii nadměrným teplotám.
- Produkt ani baterii neotevírejte, neupravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte, aby nedošlo k zahřátí baterie nebo uvolnění toxických nebo nebezpečných látek. Baterii nezkratujte, nepřebíjejte ani zpětně nenabíjejte.
- Pokud je baterie poškozená nebo vytéká, vyhněte se kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě je dobře opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevkládejte výrobek a jeho baterii do mikrovlnné trouby nebo na indukční sporáky.
- Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná. Když je baterie na konci své životnosti, je třeba zařízení řádně zlikvidovat.

POZOR

- Před použitím kartáčku zkontrolujte, zda není zjevně poškozen. Pokud je vážně poškozen, nepoužívejte jej.
- Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v místní elektrické zásuvce odpovídá jmenovitému napětí produktu.
- Nepoužívejte nabíjecí dok venku na přímém slunci.
- Kartáček nepoužívejte při koupání nebo sprchování.
- Nesdílejte hlavu zubního kartáčku s ostatními.
- Neomotávejte nabíjecí kabel kolem nabíjecí stanice, když je zapojena do zásuvky.
- Nepokládejte žádné kovové předměty na nabíjecí dok, když je zapojen do zásuvky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!