

## OBSAH

OBSAH.....	3
1. Prvé použitie lampy – Kontrola prístroja .....	5
2. Všeobecný popis.....	6
Biologický mechanizmus pôsobenia polarizovaného svetla .....	6
Mechanizmus pôsobenia kolorterapie .....	6
Popis fyzikálneho pôsobenia prístroja.....	7
3. Popis prístroja .....	8
Zdroj elektrickej energie.....	8
Lampa ActiveLight vyžarujúca polarizované svetlo.....	9
Bezpečnostné funkcie zariadenia .....	10
4. Uvedenie do prevádzky a použitie liečebnej lampy .....	11
Signalizácia času a automatické vypnutie.....	11
Nasadenie a odstránenie vymeniteľného polarizačného filtra .....	13
Čistenie liečebnej lampy ActiveLight.....	14
5. Zásady používania liečebnej lampy.....	14
6. Bezpečnostné opatrenia súvisiace s používaním liečebnej lampy <i>ActiveLight</i> 17	17
7. Záruka.....	19
8. Technické údaje liečebnej lampy <i>ActiveLight</i> .....	20
Záznamy o oprave: .....	21
Prehlásenie o zhode.....	22
CE certifikát.....	23
Doporučené príslušenstvo.....	25

## **V á ž e n ý z á k a z n í k !**

Ďakujeme, že ste si vybrali polarizačnú liečebnú lampu **ActiveLight** vyvinutú spoločnosťou Polar Therapy! Svetelná terapia polarizačnou lampou Vám pomôže pri Vašich zdravotných problémoch.

Liečebná lampu **ActiveLight** je vyrábaná z najspoľahlivejších súčiastok pomocou najprogresívnejších technológií. Starostlivý výber súčiastok a dôraz na neustálu kontrolu kvality dáva záruku, že zariadenie, ktoré ste si kúpili Vám bude fungovať bezchybne dlhé obdobie.

Prosím pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu! Ak sa vyskytnú akékoľvek otázky súvisiace s používaním prístroja, skúste nájsť odpoveď v priloženom návode na obsluhu. Tento návod obsahuje dôležité poznatky súvisiace s bezpečným používaním prístroja. Krok za krokom Vám predstavíme zariadenie, jeho časti, príslušenstvo a potrebné informácie k obsluhu prístroja.

Niekoľko posledných strán obsahuje naše rady, ohľadne používania lampy, ďalej prehľadný návod na ľahké odstránenie možných závad a niekoľko užitočných tipov ohľadne ošetrovania lampy. Na konci návodu nájdete záručný list a adresu servisného strediska.

Vyskúšajte aj Vy blahodarne účinky polarizačnej liečebnej lampy! Prajeme Vám veľa zdravia veľa pozitívnych skúseností s používaním lampy.

*ActiveLight, s.r.o.*

## 1. Prvé použitie lampy – Kontrola prístroja



Pred prvým použitím liečebnej lampy *ActiveLight* si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s vlastnosťami prístroja a spôsobmi jeho použitia. Neoboznámenie sa s návodom na použitie neopravňuje spotrebiteľa k nesprávnemu používaniu liečebnej lampy.

Návod na použitie uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ho mali aj v budúcnosti poruke. Prosím vždy starostlivo dodržujte uvedené zásady.

Po rozbalení liečebnej lampy *ActiveLight* sa presvedčte o tom, či sa lampa počas prepravy nepoškodila a či všetky doleuvedené časti sú v balení.

Obsah balenia:

- 1 ks *ActiveLight* liečebná lampa so základným žltým filtrom a so sieťovým adaptérom
- 1 ks *ActiveLight* návod na použitie, ktorý obsahuje prehlásenie o zhode a záručný list

Pred prvým použitím lampy sa presvedčte, či sú obe časti prístroja (samotná lampa a sieťový adaptér) nepoškodené a taktiež, či nie je kábel spájajúci tieto časti zlomený, natrhnutý, alebo inak poškodený. V prípade, ak zistíte akékoľvek poškodenie, sieťový adaptér nezapájajte do zásuvky a lampu nezapínajte. Prístroj reklamujte na mieste nákupu, alebo ho spolu so záručným listom pošlite do servisného strediska.

Keďže sa liečebná lampa skladá aj z krehkých súčastí (sklo, halogénová žiarovka, optické filtre), musíte s ňou narábať opatrne. Vetracie otvory (dierky v zadnej časti zariadenia) musia byť v záujme účinného chladenia vždy odokryté a prístupné.

**Použitie liečebnej lampy bezpodmienečne konzultujte so svojim ošetrovujúcim lekárom, kožným lekárom, alebo odborne vzdelanou kozmetičkou! Liečebnú lampu používajte len a výlučne podľa rady odborníka.**

Liečebnú lampu *ActiveLight* môže obsluhovať výlučne dospelá osoba. Dieťa, alebo maloletá osoba ju nesmie obsluhovať!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!