

OBSAH

OBSAH.....	3
1. Prvé použitie lampy – Kontrola prístroja	5
2. Všeobecný popis.....	6
Biologický mechanizmus pôsobenia polarizovaného svetla	6
Mechanizmus pôsobenia kolorterapie	6
Popis fyzikálneho pôsobenia prístroja.....	7
3. Popis prístroja	8
Zdroj elektrickej energie.....	8
Lampa ActiveLight vyžarujúca polarizované svetlo.....	9
Bezpečnostné funkcie zariadenia	10
4. Uvedenie do prevádzky a použitie liečebnej lampy	11
Signalizácia času a automatické vypnutie.....	11
Nasadenie a odstránenie vymeniteľného polarizačného filtra	13
Čistenie liečebnej lampy ActiveLight.....	14
5. Zásady používania liečebnej lampy.....	14
6. Bezpečnostné opatrenia súvisiace s používaním liečebnej lampy <i>ActiveLight</i> 17	17
7. Záruka.....	19
8. Technické údaje liečebnej lampy <i>ActiveLight</i>	20
Záznamy o oprave:	21
Prehlásenie o zhode.....	22
CE certifikát.....	23
Doporučené príslušenstvo.....	25

V á ž e n ý z á k a z n í k !

*Ďakujeme, že ste si vybrali polarizačnú liečebnú lampu **ActiveLight** vyvinutú spoločnosťou Polar Therapy! Svetelná terapia polarizačnou lampou Vám pomôže pri Vašich zdravotných problémoch.*

*Liečebná lampu **ActiveLight** je vyrábaná z najspoľahlivejších súčiastok pomocou najprogresívnejších technológií. Starostlivý výber súčiastok a dôraz na neustálu kontrolu kvality dáva záruku, že zariadenie, ktoré ste si kúpili Vám bude fungovať bezchybne dlhé obdobie.*

Prosím pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu! Ak sa vyskytnú akékoľvek otázky súvisiace s používaním prístroja, skúste nájsť odpoveď v priloženom návode na obsluhu. Tento návod obsahuje dôležité poznatky súvisiace s bezpečným používaním prístroja. Krok za krokom Vám predstavíme zariadenie, jeho časti, príslušenstvo a potrebné informácie k obsluhu prístroja.

Niekoľko posledných strán obsahuje naše rady, ohľadne používania lampy, ďalej prehľadný návod na ľahké odstránenie možných závad a niekoľko užitočných tipov ohľadne ošetrovania lampy. Na konci návodu nájdete záručný list a adresu servisného strediska.

Vyskúšajte aj Vy blahodarne účinky polarizačnej liečebnej lampy! Prajeme Vám veľa zdravia veľa pozitívnych skúseností s používaním lampy.

ActiveLight, s.r.o.

1. Prvé použitie lampy – Kontrola prístroja



Pred prvým použitím liečebnej lampy *ActiveLight* si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s vlastnosťami prístroja a spôsobmi jeho použitia. Neoboznámenie sa s návodom na použitie neopravňuje spotrebiteľa k nesprávnemu používaniu liečebnej lampy.

Návod na použitie uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ho mali aj v budúcnosti poruke. Prosím vždy starostlivo dodržujte uvedené zásady.

Po rozbalení liečebnej lampy *ActiveLight* sa presvedčte o tom, či sa lampa počas prepravy nepoškodila a či všetky doleuvedené časti sú v balení.

Obsah balenia:

- 1 ks *ActiveLight* liečebná lampa so základným žltým filtrom a so sieťovým adaptérom
- 1 ks *ActiveLight* návod na použitie, ktorý obsahuje prehlásenie o zhode a záručný list

Pred prvým použitím lampy sa presvedčte, či sú obe časti prístroja (samotná lampa a sieťový adaptér) nepoškodené a taktiež, či nie je kábel spájajúci tieto časti zlomený, natrhnutý, alebo inak poškodený. V prípade, ak zistíte akékoľvek poškodenie, sieťový adaptér nezapájajte do zásuvky a lampu nezapínajte. Prístroj reklamujte na mieste nákupu, alebo ho spolu so záručným listom pošlite do servisného strediska.

Keďže sa liečebná lampa skladá aj z krehkých súčastí (sklo, halogénová žiarovka, optické filtre), musíte s ňou narábať opatrne. Vetracie otvory (dierky v zadnej časti zariadenia) musia byť v záujme účinného chladenia vždy odokryté a prístupné.

Použitie liečebnej lampy bezpodmienečne konzultujte so svojim ošetrovúcim lekárom, kožným lekárom, alebo odborne vzdelanou kozmetičkou! Liečebnú lampu používajte len a výlučne podľa rady odborníka.

Liečebnú lampu *ActiveLight* môže obsluhovať výlučne dospelá osoba. Dieťa, alebo maloletá osoba ju nesmie obsluhovať!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!