

Rohnson[®]

Návod k použití

BEZKONTAKTNÍ INFRAČERVENÝ TEPLMĚR

A200



Před použitím tohoto přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození přístroje nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání přístroje není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj je určený pro měření tělesné teploty na čele a teploty předmětů.
- Přístroj používejte pouze v rozmezí provozní teploty 10-40 °C a relativní vlhkosti 15-95 %.
- Přístroj skladujte na chladném a suchém místě při teplotě -25-55 °C a relativní vlhkosti 15-95 %.
- Přístroj je kalibrován při výrobě a nevyžaduje další kalibraci.
- Jakákoli modifikace přístroje je zakázána.
- Tento přístroj je určený pro klinické a domácí použití dospělými osobami.
- V případě použití u dětí mladších než 3,5 měsíce nebo u dětí do 3 let s oslabeným imunitním systémem nebo neobvyklou reakcí v případě přítomnosti nebo nepřítomnosti horečky je doporučeno provést kontrolní měření běžným teploměrem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte přístroj sami. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých nebo výbušných látek. Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem, s kyslíkem nebo oxidy dusíku.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Nedotýkejte se senzoru.
- Přístroj nedemontujte.
- Před použitím přístroje vždy zkontrolujte, zda je přístroj funkční a nepoškozený.
- Před použitím přístroje se vždy ujistěte, že je kryt prostoru na baterie řádně zavřený.
- S přístrojem zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození citlivých částí. Vyhnete se silným otřesům a chraňte přístroj před pádem.
- Pacient i přístroj se musí před měřením nacházet po dobu alespoň 30 minut v prostředí se stabilní teplotou.
- Pro zajištění přesných výsledků měření se před každým použitím ujistěte, že je senzor čistý. V opačném případě nelze zaručit přesnost výsledků měření.
- V případě naměření příliš nízké teploty je doporučeno provést kontrolní měření běžným teploměrem.
- Nevyhodnocujte sami výsledky měření. Nepřerušujte ani neukončujte lékařem stanovenou léčbu. Výsledky měření a postup léčby vždy konzultujte s lékařem.
- Pokud naměřená hodnota spadá do rozmezí horečky $\geq 37,8$ °C a $< 42,9$ °C, konzultujte výsledek se svým lékařem.
- Před čištěním přístroj vždy nejprve vypněte.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie a uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.
- Baterie musí být zlikvidovány v souladu s předpisy pro nakládání s tímto druhem odpadu.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!