

SCANWATCH



QUICK INSTALLATION GUIDE

PŘÍRUČKA PRO RYCHLOU INSTALACI | NÁVOD NA RÝCHLU INŠTALÁCIU

EN | CZ | SK

THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS SCANWATCH

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI HODINKY WITHINGS SCANWATCH | ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PRE
HODINKY WITHINGS SCANWATCH

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides

For US regions, read the regulatory leaflet before using the product

Tato příručka je k dispozici v dalších jazycích na adrese: www.withings.com/guides

Pro regiony v USA si před použitím tohoto produktu přečtěte legislativní informace.

Tento návod je k dispozici v dalších jazycích na adrese: www.withings.com/guides

Ak sa nachádzate v regiónoch USA, pred použitím výrobku si prečítajte regulačný leták.



Contents of the transport pouch

Obsah přepravního váčku | Obsah cestovného vrečka

3



SCANWATCH



Charging cable

Nabíjecí kabel | Nabíjací kábel

Quick start


Rychlý start | Rýchly štart

4

Visit go.withings.com to get the app and follow the instructions.

CZ Navštivte stránku go.withings.com, stáhněte si aplikaci a postupujte podle instrukcí.

SK Navštívte webovú stránku go.withings.com, stiahnite si aplikáciu a postupujte podľa pokynov.




Product installation

Instalace produktu | Inštalácia výrobku

5

Install your watch in the application and follow the guide to discover all the functionalities of your product.

- CZ** Nainstalujte hodinky do aplikace a postupujte podle příručky, abyste se seznámili se všemi funkcemi svého produktu.
- SK** Nainštalujte hodinky do aplikácie a postupujte podľa návodu, aby ste spoznali všetky funkcie produktu.




How to wear ScanWatch

Jak nosit ScanWatch | Ako nosiť hodinky ScanWatch

6

The wristband should be tight but comfortable, and worn 1 cm away from the wrist bone

- CZ** Pásek na zápěstí by měl být utažen 1 cm nad kostním výčnělkem nad zápěstím, ale pouze tak, aby byl pohodlný.
- SK** Remienok by mal byť pohodlne utiahnutý a mal by sa nosiť 1 cm od zápästnej kosti.



How to Charge ScanWatch


Jak nabíjet ScanWatch | Ako nabíjať hodinky ScanWatch

7

Recharge using the cable found inside the pouch. Battery life: up to 30 days + 20 more days in power reserve mode (time and activity tracking only).

CZ Nabíjejte pomocí kabelu uvnitř váčku. Životnost baterie: až 30 dní + dalších 20 dní v režimu rezervy energie (pouze sledování času a aktivity).

SK Nabíjanie pomocou dodaného kábla. Výdrž na batériu: až 30 dní + 20 dní v rezervnom režime (iba čas a sledovanie aktivity).



Overview

Přehled | Prehľad

8

A Wristband

CZ Pásek na zápěstí

SK Remienok

B Display

CZ Displej

SK Ciferník aktivít

C Activity Dial


CZ Ciferník činnosti

SK števiteľnica aktivnosti

D Heart rate and SpO2 sensor

CZ Snímač tepové frekvence a saturace krve kyslíkem (SpO2)

SK Snímač srdcového tepu a SpO2



U

C

SI

Warranty

Záruka | Záruka

9

US Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (“Withings”) warrants the Withings-branded hardware product (“Withings Product”) against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings’ published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings’ published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product’s use.

CZ Dvouletá (2) obchodní záruka Withings – Withings ScanWatch

Společnost Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (dále jen „Withings“) poskytuje záruku na hardwarový produkt značky Withings (dále jen „produkt Withings“) proti vadám materiálu a zpracování při běžném použití v souladu se zveřejněnými pokyny Withings po dobu DVOU (2) LET od data původního nákupu koncovým uživatelem (dále jen „záruční doba“). Mezi zveřejněné pokyny společnosti Withings patří mimo jiné informace obsažené v technických specifikacích, bezpečnostních pokynech nebo v příručce pro rychlý start. Společnost Withings nezaručuje, že produkt bude fungovat nepřerušeně a bez chyb. Společnost Withings neodpovídá za škody způsobené nedodržením pokynů pro používání produktu Withings.

SK Dvojočná (2) obchodná záruka Withings – Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (ďalej len „Withings“) zaručuje, že výrobok značky Withings (ďalej len „výrobok Withings“) bude bez materiálových a výrobných chýb pri bežnom používaní v súlade s pokynmi zverejnenými spoločnosťou Withings, a to počas DVOCH (2) ROKOV od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu koncovým kupujúcim (ďalej len „záručná lehota“). Zverejnené pokyny spoločnosti Withings zahŕňajú okrem iného informácie obsiahnuté v technických špecifikáciách, bezpečnostných pokynoch alebo v sprievodcovi rýchlym spustením. Withings nezaručuje, že prevádzka výrobku Withings bude neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Withings nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov týkajúcich sa používania výrobku Withings.

Information to users in Canada

Informace pro uživatele v Kanadě | Informácie pre používateľov v Kanade

- EN** This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Withings may void the FCC authorization to operate this equipment. Radiofrequency radiation exposure information: the radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.
- CZ** Tento produkt vyhovuje časti 15 směrnic FCC a podmínkám kanadského průmyslového standardu RSS pro produkty osvobozené od licence. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat veškeré přijaté interference, a to včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí chování. Změny a úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Withings, mohou zrušit autorizaci FCC k provozu tohoto zařízení. Informace o vystavení záření o rádiové frekvenci: výkon výstupního záření tohoto zařízení je hluboko pod limity vystavení rádiovým frekvencím FCC. Zařízení je nicméně třeba používat takovým způsobem, aby byl kontakt s lidmi při běžném provozu minimální.
- SK** Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a normy RSS oslobodené od licencií Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré výslovne neschválila spoločnosť Withings, môžu zrušiť oprávnenie FCC na prevádzkovanie tohto zariadenia. Informácie o pôsobení rádiových frekvencií: výkon výstupného žiarenia je hlboko pod limitmi pôsobenia rádiových frekvencií FCC. Zariadenie sa napriek tomu musí používať takým spôsobom, aby sa počas bežnej prevádzky minimalizovala možnosť ľudského kontaktu.

Materials

Materiály | Materiály

EN List of materials potentially in contact with the skin

during usage: Fluoroelastomer, silicone, leather, sapphire glass and stainless-steel.

CZ Seznam materiálů potenciálně přicházejících během použití do styku s pokožkou: Fluoroelastomer, silikon, kůže, safírové sklo a nerezová ocel.

SK Zoznam materiálov, ktoré môžu pri používaní prichádzať do styku s pokožkou: fluóroelastomér, silikón, koža, zafírové sklo a nehrdzavejúca oceľ.

For cleaning instructions, please visit withings.com/support/scanwatch
Pokyny k čištění naleznete na stránce withings.com/support/scanwatch
Pokyny na čistenie sa nachádzajú na adrese: withings.com/support/scanwatch.



Frequency Range : 2402.0 - 2480.0 MHZ
Frekvenční rozsah: 2402,0 - 2480,0 MHZ
Frekvenčný rozsah: 2 402,0 - 2 480,0 MHZ

Maximum output power : -0,8 dBm
Maximální výstupní výkon: -0,8 dBm
Maximálny výstupný výkon: -0,8 dBm

EN Withings SA hereby declares that the device Withings ScanWatch is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance | **CZ** Společnost Withings SA tímto prohlašuje, že zařízení Withings ScanWatch vyhovuje základním požadavkům i dalším relevantním požadavkům směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě najdete na adrese: withings.com/compliance | **SK** Spoločnosť Withings SA týmto vyhlasuje, že zariadenie Withings ScanWatch je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese: withings.com/compliance

EN «The crossed out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment. Such items should not be mixed with general household waste, and must be taken to dedicated collection points at the end of their working life for proper treatment, recovery and recycling. This way you help save valuable resources and promote recycling of materials.» | **CZ** «Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem výrobku, baterii a/ nebo příslušenství znamená, že položka je klasifikována jako elektrické a elektronické zařízení. Tyto položky by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem a musí být na konci své životnosti převezeny na vyhrazená sběrná místa za účelem řádného zpracování, využití a recyklace. Tímto způsobem šetříte cenné zdroje a podporujete recyklaci materiálů.» | **SK** «Prečiarknutý symbol smetného koša na kolesách na vašom výrobku, batérii a/alebo príslušenstve znamená, že tento predmet je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Takéto predmety by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom a musia sa po skončení ich životnosti odovzdať na špecializovaných zberných miestach na riadne spracovanie, zhodnotenie a recykláciu. Týmto spôsobom pomáhate šetriť cenné zdroje a podporujete recykláciu materiálov.»



Need help?

Potřebujete pomoc? | Potrebujete
pomoc?

➔ withings.com/support/scanwatch

Notes | Poznámky | Poznámky

13

WITHINGS

ScanWatch | Proactive Health Tracking | ScanWatch | Proaktivní sledování zdraví |

ScanWatch | Proaktívne sledovanie zdravia

© 2020 Withings SA. All rights reserved. © 2020 Withings SA. Veškerá práva vyhrazena. © 2020 Withings SA. Všetky práva vyhradené.