

8sense
by beurer



PC 100 Posture Control

CS Pomůcka pro správné držení těla

Návod k použití°2

SK Tréner držania tela

Návod na použitie25



ČESKY



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, jemné terapie, krevního tlaku / diagnostiky, hmotnosti, masáže, vzduchové terapie, péče o krásu i o dítě.

S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah

1. K seznámení	6
1.1 Proč používat pomůcku pro správné držení těla?	6
1.2 Aplikace „8sense“	7
2. Použití v souladu s určením	8
3. Pokyny	8
4. Popis přístroje	11
5. Uvedení do provozu	12
6. Použití	14
7. Přenos dat do chytrého telefonu	15
8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	16
9. Čištění/údržba	17
10. Často kladené otázky	17
11. Likvidace	19
12. Technické údaje	20
13. ZÁRUKA / SERVIS	22

Obsah balení










VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 × pomůcka pro správné držení těla
- 1 × nabíjecí adaptér USB
- 1 × prodlužovací kabel USB
- 1 × návod k použití

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	UPOZORNĚNÍ; upozornění na důležité informace.
	Výrobce
	Stejnoseměrný proud
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)



Certifikační značka pro výrobky, které jsou vyváženy do Ruské federace a do Společenství nezávislých států.

1. K seznámení

1.1 Proč používat pomůcku pro správné držení těla?

Dlouhotrvající, statické pozice, např. každodenní sezení nebo stání, zatěžují tělo a především struktury zad. Pomůcka pro správné držení těla pomáhá vědomě pracovat na vašem chování při sezení a pohybech, což dlouhodobě podporuje zdraví vašich zad. Pomocí jemných vibrací vám předává pomůcka pro správné držení těla informace o dlouhých, statických pozicích a upozorňuje na pohyb. Měli byste tak být motivováni k aktivnímu a dynamickému chování při sezení a pohybu.

Na základě přesné analýzy vašeho chování při sezení a pohybu nabízí systém 8sense Coaching individualizovaná cvičení, která vyrovnávají vaše každodenní chování při sezení a pohybu.

1.2 Aplikace „8sense“

Aplikaci „8sense“ si můžete bezplatně stáhnout z Apple App Store (iOS) a Google Play (Android™).

Efektivní koučink díky analýze držení těla a pohybu

System 8sense pomáhá vytvářet aktivní všední den bohatý na pohyb, abyste mohli proaktivně pracovat na svém zdraví. Při příliš dlouhém monotónním sezení obdržíte haptickou zpětnou vazbu na zádech v podobě jemných vibrací klipu.

Pomůcka pro správné držení těla kromě toho zachycuje vaše mikro pohyby, změnu pozice, fáze napřímení a opření se.

Systemové požadavky:

iOS ≥ 10.0

Android™ ≥ 5.0

Bluetooth® ≥ 4.0



2. Použití v souladu s určením

VAROVÁNÍ

Pomůcka pro správné držení těla je určena pouze k osobnímu použití. Pomůcka pro správné držení těla není žádným zdravotnickým přístrojem, nýbrž jen nástrojem k masážní terapii. Pomůcka pro správné držení těla se smí používat pouze k účelu, ke kterému byla vytvořena, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Pokyny

VAROVÁNÍ

- Zabraňte kontaktu s opalovacími krémy a jinými prostředky, protože by mohly poškodit plastové části přístroje.

- Obalový materiál a nabíjecí adaptér USB udržujte mimo dosah dětí. Hrozí akutní nebezpečí udušení!
- Chraňte pomůcku pro správné držení těla a nabíjecí adaptér USB před kontaktem s vodou! Pomůcku pro správné držení těla a nabíjecí adaptér USB nikdy nevkládejte do vody!
- Tento přístroj není zdravotnickým prostředkem. Hodnoty naměřené pomůckou pro správné držení těla nejsou vhodné k určování diagnóz, ošetřování, léčbě nebo prevenci nemocí.
- Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní prodejci. V žádném případě nesmíte přístroj sami otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká. V žádném případě se nepokoušejte opravovat přístroj sami!
- Pokud si nejste jisti, zda je přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.


Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.

⚠ Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.

- Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte baterii (viz kapitola „Nabíjení baterie“).
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíjecí adaptér USB uvedený v návodu k použití.
- Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Baterii plně nabíjejte minimálně jednou za 6 měsíců.

4. Popis přístroje



LED

Význam různých barev kontrolky LED a vzory blikání jsou vysvětleny v aplikaci „8sense“.

Vypínač

Zapnutí a vypnutí PC 100 bude vysvětleno během procesu onboarding.

5. Uvedení do provozu


Upozornění

Než začnete používat pomůcku pro správné držení těla, musíte ji alespoň 1 hodinu nabíjet. Postupujte takto:

Nabíjení baterie

1. Jakmile se LED na pomůcce pro správné držení těla rozsvítí červeně, musíte nabít baterii. Zasuňte nabíjecí adaptér USB ze strany do pomůcky pro správné držení těla. Dbejte na to, aby byl nabíjecí adaptér USB správně zasunutý.

2. Propojte nabíjecí adaptér USB s prodlužovacím kabelem USB nebo přímo s přípojkou USB na počítači / notebooku. Během nabíjení svítí LED na pomůcce pro správné držení těla oranžově. Jakmile je baterie pomůcky pro správné držení těla zcela nabitá, LED zhasne. Kompletní nabití baterie trvá zpravidla asi 2 hodiny. Aktuální stav nabití pomůcky pro správné držení těla můžete zjistit v aplikaci po připojení *Bluetooth*[®].




3. Odpojte nabíjecí adaptér USB s pomůckou pro správné držení těla od přípojky USB na počítači / notebooku.
4. Odpojte nabíjecí adaptér USB od pomůcky pro správné držení těla. Pomůcka pro správné držení těla je nyní připravena k provozu.

6. Použití

1. Ujistěte se, že váš chytrý telefon má připojení k internetu.
2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci „8sense“ z Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android™).
3. Otevřete aplikaci „8sense“ a postupujte podle instrukcí.
4. Na chytrém telefonu aktivujte funkci *Bluetooth*®.
5. Zapněte pomůcku pro správné držení těla. LED se rozsvítí zeleně. Pokud se pomůcka pro správné držení těla nezapne, je vybitá baterie a kontrolka LED bliká červeně. Nabijte baterii podle popisu v odstavci „Nabíjení baterie“.
6. Upevněte pomůcku pro správné držení těla podle obrázku v oblasti šíje na horní část oděvu (např. límec košile, halenka, tričko). Dbejte na to, aby dlouhá strana přístroje byla uvnitř a krátká strana s klipem zvnějšku.





7. Pomůcka pro správné držení těla je v provozu a snímá tělesné pohyby.

7. Přenos dat do chytrého telefonu

Pro přenos údajů zaznamenaných pomůckou pro správné držení těla do aplikace „8sense“ postupujte takto:

- Na chytrém telefonu aktivujte funkci *Bluetooth*[®].
- Otevřete aplikaci „8sense“.

- Aby během přenosu dat zůstalo spojení s Bluetooth aktivní, zůstaňte s chytrým telefonem blízko pásu na správné držení těla.
- Propojte pomůcku pro správné držení těla s aplikací. Jakmile je váš chytrý telefon propojen přes *Bluetooth*® s pomůckou pro správné držení těla, spustí se automaticky přenos dat.

8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu adres). Uvedte příslušné objednávací číslo.

Název	Číslo položky nebo objednávací číslo
Nabíjecí adaptér USB	7250
Prodlužovací kabel USB	164.127

9. Čištění/údržba

- Pomůcku pro správné držení těla čistěte po každém použití jemnou, lehce navlhčenou utěrkou (voda nebo slabý roztok čisticího prostředku). Osušte pomůcku pro správné držení těla utěrkou nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Pomůcku pro správné držení těla nikdy nevkládejte do vody nebo jiných kapalin a dbejte na to, aby do pomůcky pro správné držení těla nevnikla žádná kapalina.
- Chraňte pomůcku pro správné držení těla před nárazy, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a příliš blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

10. Často kladené otázky

Jak se správně používá pomůcka pro správné držení těla?

Upevněte pomůcku pro správné držení těla v oblasti šije doprostřed límce na horní část oděvu (např. límec košile, halenka, tričko). Dbejte na to, aby dlouhá strana přístroje byla uvnitř a krátká strana s klipem zvnějšku na oblečení.

Jak sesynchronizují své údaje s aplikací?

Pro přenos údajů zaznamenaných pomůckou pro správné držení těla do aplikace „8sense“ postupujte podle návodu v kapitole „Přenos dat do chytrého telefonu“.

Nefunguje přenos dat do chytrého telefonu.

To může být z několika důvodů:

- Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon / tablet kompatibilní s aplikací „8sense“.
- Funkce *Bluetooth*[®] není na chytrém telefonu aktivovaná. Aktivujte připojení *Bluetooth*[®] v nastaveních chytrého telefonu.
- Baterie pomůcky pro správné držení těla je vybitá. Pokud pomůcku pro správné držení těla nelze zapnout, nabijte ji pomocí přiloženého nabíjecího adaptéru USB (viz kapitola „Nabíjení baterie“).
- Zkontrolujte, zda používáte správnou aplikaci. Přenos dat je možný pouze s aplikací „8sense“.
- Pomůcka pro správné držení těla je propojená s jiným chytrým telefonem. Zrušte nejdříve toto propojení a pak připojte pomůcku pro správné držení těla k jinému chytrému telefonu.

Kdy musím nabíjet baterii pomůcky pro správné držení těla?

Baterii pomůcky pro správné držení těla nabijte, jakmile bliká červeně LED na přístroji. Jakmile začne LED blikat červeně, vydrží baterie ještě maximálně 6 hodin. Nikdy nenechávejte baterii zcela vybit, jen tak je možný plynulý záznam údajů.

11. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.



12. Technické údaje

Hmotnost:	cca 14 g (vč. nabíjecího adaptéru)
Baterie:	lithium-polymerová, 80 mAh
Kapacita baterie:	max. ~ 40 hodin
Přípustné provozní podmínky:	0 °C – 45 °C
Kapacita paměti:	14 dnů
Napájení:	5 V --- 100 mA
Přenos dat prostřednictvím bezdrátové technologie <i>Bluetooth</i> [®] :	Pomůcka pro správné držení těla využívá technologii <i>Bluetooth</i> [®] low energy frekvenční pásmo 2,400 - 2,480 GHz, max. vysílací výkon < 20 dBm, kompatibilní s chytrými telefony / tablety používajícími <i>Bluetooth</i> [®] 4.0.

Systémové požadavky pro aplikaci „8sense“:

iOS \geq 10.0, Android™ \geq 5.0,
Bluetooth® \geq 4.0

Technické změny vyhrazeny

Potvrzujeme, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2014/53/EU (směrnice RED).

Prohlášení o shodě ES k tomuto výrobku najdete na:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

13. ZÁRUKA / SERVIS

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.

Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 2 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí. Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz příložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit

- kopii faktury / doklad o nákupu
- originální výrobek

společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na

- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);

- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.

SLOVENČINA



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre jeden z našich výrobkov. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, krásy, vzduchu a detí.

S priateľským odporúčaním

Váš tím Beurer

Obsah

1. Oboznámenie sa.....	30
1.1 Načo používať trénera držania tela?.....	30
1.2 Aplikácia „8sense“	31
2. Účel použitia	32
3. Upozornenia	32
4. Popis prístroja	35
5. Uvedenie do prevádzky	36
6. Použitie	38
7. Prenos údajov do smartfónu.....	39
8. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu..	40
9. Čistenie/údržba	40
10. Často kladené otázky.....	41
11. Likvidácia.....	43
12. Technické údaje.....	44
13. Záruka/servis	46

Obsah balenia



VÝSTRAHA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x tréner držania








1 x USB nabíjací adaptér

1 x USB predlžovací kábel

1 x návod na použitie

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

	VÝSTRAHA; Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	UPOZORNENIE; Upozornenie poukazujúce na dôležité informácie.
	Výrobca
	Jednosmerný prúd
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Obal ekologicky zlikvidujte
	Likvidácia v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Označenie certifikátu pre produkty, ktoré sa vyvážajú do Ruskej federácie a krajín Spoločenstva nezávislých štátov.

1. Oboznámenie sa

1.1 Načo používať trénera držania tela?

Zdlhavé, statické polohy, napr. pri každodennom sedení alebo státi, zaťažujú telo a predovšetkým štruktúru chrbta. Tréner držania tela vám vedome pomáha pracovať na vašom správaní sa pri sedení a pohybe, aby dlhodobo podporil zdravie vášho chrbta. Pomocou mäkkej vibrácie vám dáva tréner držania tela spätnú väzbu pri príliš dlhých, statických polohách a pripomína vám tak pohyb. Tak by ste mali byť motivovaný k aktívnemu a dynamickému správaniu sa pri sedení a pohybe.

Na základe presnej analýzy vášho správania sa pri sedení a pohybe vám môže 8sense Coaching System ponúknuť individualizované cvičenia, ktoré vyrovnajú vaše správanie sa počas dňa pri sedení a pohybe.

1.2 Aplikácia „8sense“

Aplikáciu „8sense“ dostanete zdarma v Apple App Store (iOS) alebo v Google Play (Android™).

Efektívny tréning vďaka analýze vášho držania tela a pohybu

8sense vám pomôže pri aktívnom usporiadaní vášho všedného dňa s množstvom pohybu, aby ste proaktívne pracovali na svojom zdraví. Pri dlhom monotónnom sedení dostanete haptickú spätnú väzbu na chrbte prostredníctvom mäkkej vibrácie svorky.

Tréner držania tela okrem toho zaznamenáva vaše mikropohyby, zmenu polohy, fázy vzpriamenia sa, ako aj opretia sa dozadu.

Systémové požiadavky:

iOS ≥ 10.0

Android™ ≥ 5.0

Bluetooth® ≥ 4.0



2. Účel použitia

VÝSTRAHA

Tréner držania tela je určený len na súkromné použitie. Tréner držania tela nie je zdravotnícka pomôcka, ale tréningový prístroj. Tréner držania tela sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

3. Upozornenia

VÝSTRAHA


- Zabráňte kontaktu s opaľovacím krémom alebo podobnými látkami, pretože by mohli poškodiť plastové diely.
- Obalový materiál a USB nabíjací adaptér držte mimo dosahu detí. Hrozí akútne nebezpečenstvo udusenía!

- Tréner držania tela a USB nabíjací adaptér chráňte pred vodou! Tréner držania tela a USB nabíjací adaptér nikdy neponárajte pod vodu!
- Tento prístroj nie je zdravotnícky výrobok. Namerané hodnoty trénera držania tela nie sú vhodné na diagnostiku chorôb, na ich liečenie, uzdravenie ani ich predchádzanie.
- Prístroj používajte len s dodávaným príslušenstvom.
- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia. Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená jeho bezchybná funkcia. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka. V žiadnom prípade sa prístroj nepokúšajte opraviť samostatne!
- Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z článku batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
- ⚠ **Nebezpečenstvo výbuchu!** Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite (pozri kapitolu „Nabitie akumulátora“).
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len USB nabíjací adaptér uvedený v návode na použitie.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Batériu nabíjajte minimálne každých 6 mesiacov doplna.

4. Popis prístroja



LED

Význam rozličných LED farieb a vzorov blikania je vysvetlený v aplikácii „8sense“.

Tlačidlo ZAP/VYP

Zapnutie a vypnutie PC 100 bude vysvetlené počas procesu Onboarding.


5. Uvedenie do prevádzky

Upozornenie


Pred prvým uvedením trénera držania tela do prevádzky ho nechajte minimálne 1 hodinu nabíjať. Postupujte nasledovne:

Nabíjanie akumulátora

1. Keď sa LED na trénerovi držania tela rozsvieti načerveno, musíte akumulátor nabíť. Zastrčte USB nabíjací adaptér z boku do trénera držania tela. Dbajte o to, aby USB nabíjací adaptér pevne zapadol.



2. Spojte USB nabíjací adaptér s USB predĺžovacím káblom alebo priamo s USB prípojkou svojho počítača/laptopu. Počas nabíjania svieti na trénerovi držania tela LED oranžovou. Hneď ako sa akumulátor trénera držania tepla úplne nabije, LED zhasne. V normálnom prípade trvá úplné nabitie akumulátora cca 2 hodiny. Aktuálny stav nabitia trénera držania tela môžete vidieť v aplikácii pri existujúcom pripojení *Bluetooth*®.



3. Vytiahnite USB nabíjací adaptér s trénerom držania tela z USB prípojky svojho počítača/laptopu.

4. Vytiahnite USB nabíjací adaptér z boku z trénera držania tela. Tréner držania tela je teraz pripravený na použitie.

6. Použitie

1. Uistite sa, že je smartfón správne pripojený na internet.
2. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu „8sense“ v Apple App Store (iOS) alebo Google Play (Android™).
3. Otvorte aplikáciu „8sense“ a postupujte podľa pokynov.
4. Aktivujte *Bluetooth*® na svojom smartfóne.
5. Zapnite tréner držania tela. LED začne svietiť nazeleno. Ak sa tréner držania tela nedá zapnúť, je akumulátor trénera držania tela vybitý a LED bliká načerveno. Akumulátor nabite tak, ako je popísané v kapi-tole „Nabitie akumulátora“.
6. Upevnite trénera držania tela v oblasti šije svojho vrchného oblečenia, ako je to na obrázku (napr. na golier košele, blúzku, tričko). Dbajte o to, aby bola dlhá strana vnútri a krátka strana svorky zvonku.





7. Tréner držania tela je v prevádzke a zaznamenáva vaše telesné pohyby.

7. Prenos údajov do smartfónu

Keď chcete zaznamenané údaje preniesť z trénera držania tela do aplikácie „8sense“, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Aktivujte *Bluetooth*[®] na svojom smartfóne.
- Otvorte aplikáciu „8sense“.

- Aby bolo možné udržať počas prenosu údajov aktívne pripojenie Bluetooth, zostaňte so smartfónom v blízkosti trénera držania tela.
- Spojte trénera držania tela s aplikáciou. Keď je *Bluetooth*[®] spojený s trénerom držania tela, začne sa automatický prenos údajov.

8. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu je možné zakúpiť na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu adries servisov). Zadajte príslušné objednávacie číslo.

Označenie	Výrobné alebo objednávacie číslo
USB nabíjací adaptér	7250
USB predlžovací kábel	164.127

9. Čistenie/údržba

- Po každom použití vyčistite trénera držania tela jemnou, mierne navlhčenou handričkou (vodou alebo jemným čistiacim roztokom). Trénera držania tela vysušte utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- V žiadnom prípade trénera držania tela neponárajte do vody alebo iných kvapalín a dbajte na to, aby do prístroja neprenikli žiadne tekutiny!
- Trénera držania tela chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi, pôsobením elektromagnetických polí a neskladujte ho v blízkosti tepelných zdrojov (sporák, radiátor).

10. Často kladené otázky

Ako mám správne nosiť trénera držania tela?

Upevnite trénera držania tela v oblasti šije do stredu svojho vrchného oblečenia (napr. na golier košele, blúzku, tričko). Dbajte o to, aby bola dlhá strana trénera držania tela vnútri a krátka strana svorky zvonku.

Ako synchronizujem svoje údaje s aplikáciou?

Pri prenose zaznamenaných údajov zo svojho trénera držania tela do aplikácie „8sense“ postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Prenos údajov do smartfónu“.

Prenos údajov do smartfónu nefunguje.

Môže to mať viaceré príčiny:

- Skontrolujte, či je váš smartfón/tablet kompatibilný s aplikáciou „8sense“.
- *Bluetooth*[®] vo vašom smartfóne nie je aktivovaný. Aktivujte *Bluetooth*[®] v nastaveniach svojho smartfónu.

- Akumulátor trénera držania tela je vybitý. V prípade, že sa tréner držania tela nedá zapnúť, nabite ho pomocou dodaného USB nabíjacieho adaptéra (pozri „Nabitie akumulátora“).
- Skontrolujte, či používate správnu aplikáciu. Prenos údajov je možný výlučne s aplikáciou „8sense“.
- Tréner držania tela je spojený s iným smartfónom. Najskôr prerušte spojenie, a potom spojte trénera držania tela s iným smartfónom.

Kedy musím nabiť akumulátor trénera držania tela?

Nabite akumulátor trénera držania tela hneď, ako začne blikať načerveno LED na trénerovi držania tela. Keď bliká LED načerveno, výkon akumulátora je ešte maximálne 6 hodín. Akumulátor nenechajte vybiť úplne, pretože iba tak je možné zabezpečiť kontinuálne zaznamenávanie údajov.

11. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



12. Technické údaje

Hmotnosť:	cca 14 g (vrátane nabíjacieho adaptéra)
Akumulátor:	80 mAh lítiovo-iónový polymér
Doba chodu akumulátora:	max. ~ 40 hodín
Prípustné prevádzkové podmienky:	0 °C – 45 °C

Kapacita pamäte:	14 dní
Napájanie:	5V --- 100 mA
Prenos údajov cez <i>Bluetooth</i> [®] wireless technology:	Tréner držania tela používa <i>Bluetooth</i> [®] low energy technology, low energy technology, frekvenčné pásmo 2,400 – 2,480 GHz, maximálny výkon vysiela- nia < 20 dBm vyžiarený vo frekvenčnom pásme, kompatibilný s <i>Bluetooth</i> [®] 4.0 smartfónov/tabletov.
Systemové požiadavky s aplikáciou „8sense“:	iOS \geq 10.0, Android [™] \geq 5.0, <i>Bluetooth</i> [®] \geq 4.0

Technické zmeny vyhradené

Týmto potvrdzujeme, že tento výrobok zodpovedá európskej smernici RED 2014/53/EU.

Vyhlasenie o zhode CE pre tento výrobok nájdete na adrese:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

13. ZÁRUKA/SERVIS

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté. Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 2 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia. Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť

- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
- originálny výrobok

spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené

- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebojú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;

- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).


Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 8sense GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

 Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

