



Displej/problém	Možná příčina	Řešení
Zobrazí se „AH“.	Teploměr je/byl uložený na místě s teplotou 40 °C (104 °F) nebo vyšší.	Měření teploty proveďte poté, co teploměr ponecháte na místě s teplotou mezi 10 a 40 °C (50 a 104 °F) po dobu alespoň 1 minuty.
Zobrazí se „AL“.	Teploměr je/byl uložený na místě s teplotou nižší než 10 °C (50 °F).	
Po zapnutí teploměru se zobrazí „L“.	Teplota špičky čidla je nižší než 32 °C (89,6 °F).	Nejedná se o poruchu. Změřte teplotu.
Po zapnutí teploměru se zobrazí „H“.	Teplota špičky čidla je vyšší než 42 °C (107,6 °F).	Zchladte špičku čidla vlhkým hadříkem a pak změřte teplotu.
Po zapnutí teploměru se zobrazí náhodná hodnota mezi 32,0 a 42,0 °C (89,6 a 107,6 °F).	Špička čidla je teplá a na displeji se zobrazuje skutečná okolní teplota, pokud je okolní teplota vyšší než 32 °C (89,6 °F).	
Začne blikat „  “.	Baterie je téměř vybitá.	Doporučuje se vyměnit baterii za novou. Viz část 5.
Po stisknutí tlačítka napájení se na displeji nezobrazí nic nebo se zobrazí „  “ a „A1“.	Baterie nemá správně orientovanou polaritu. Baterie je vybitá.	Zkontrolujte baterii a ujistěte se, že je vložena správně. Viz část 5. Ihned ji vyměňte za novou baterii. Viz část 5.
Hodnoty naměřené při dvou po sobě následujících měřeních nebo pomocí dvou různých teploměrů jsou odlišné.	Proveďte měření a dodržte celou dobu měření. Odlišné doby měření mohou způsobit drobné rozdíly mezi naměřenými hodnotami.	
Naměřené hodnoty nejsou konzistentní.	Teploměr je při každém měření umístěn na jiné místo měření.	Umístěte teploměr správně. Viz část 3.
Přenos teploty není úspěšný.	• Teploměr se nachází příliš daleko od mikrofonu chytrého telefonu. • Okolní prostředí je během přenosu teploty příliš hlučné.	• Umístěte teploměr blíže k mikrofonu chytrého telefonu. • Proveďte přenos teploty na tišším místě.

V případě, že se vyskytne některý z níže uvedených problémů, je možné, že měření nebude provedeno správně. Viz část 3.

- Naměřená teplota je vyšší než obvykle nebo se na displeji místo naměřené teploty zobrazí „H“.
- Naměřená teplota je nižší než obvykle nebo se na displeji místo naměřené teploty zobrazí „L“.

9. Technické údaje

Kategorie výrobku	Klinické elektronické teploměry
Popis výrobku	Chytrý digitální teploměr
Model (kód)	Eco Temp Intelli IT (MC-280B)
Čidlo	Termistor
Přesnost měření	±0,1 °C (32,0 až 42,0 °C) / ±0,2 °F (89,6 až 107,6 °F) (měřeno při standardní pokojové teplotě 23 °C (73,4 °F) v testovací nádobě s udržovanou stálou teplotou)
Zobrazení teploty	Zobrazuje 3 číslice (°C) nebo 4 číslice (°F) v krocích po 0,1 stupně
Místo měření	V ústech, pod paží
Doba měření	Pod paží: přibl. 10 minut V ústech: přibl. 5 minut
Napájení	3,0 V DC, knoflíková lithiová baterie CR1220
Doba životnosti	5 roky
Životnost baterie	Přibl. 1,5 roku a více (1krát za den)
Metoda měření	Skutečná hodnota teploty (nepřediktivní)
Provozní režim	Nepřetržitý provoz
Použitá část	Typ BF (špička čidla a sonda)
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	Lékařské zařízení s interním napájením
Rozsah měření	32,0 až 42,0 °C (89,6 až 107,6 °F)
Paměť	1 hodnota v paměti
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (+50 až +104 °F), relativní vlhkost 30–85 % (nekondenzující), tlak 700–1060 hPa
Podmínky pro uchování/přepravu (mezi použitími)	-20 až +60 °C (-4 až +140 °F), relativní vlhkost 10–90 % (nekondenzující)
Hmotnost	Přibl. 14 g (včetně baterie)
Rozměry	Přibl. 20,1 mm (Š) × 136,8 mm (D) × 12,8 mm (H)
Obsah balení	Hlavní jednotka, knoflíková lithiová baterie CR1220, úložné pouzdro, návod k obsluze

- Specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Špička čidla tohoto teploměru obsahuje nikl.
- Tento teploměr neobsahuje žádné opravitelné součásti. Společnost OMRON doporučuje, aby byl teploměr každé dva roky předán zástupci společnosti OMRON k ověření přesnosti měření.
- Klasifikace provozního režimu je v souladu s normou IEC 60601-1.
- Toto zařízení splňuje ustanovení evropské normy EN 12470-3:2000+A1:2009, Klinické teploměry – Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace) s maximálním zařízením.
- Informujte prosím výrobce a příslušný orgán členského státu, v němž působíte, o jakémkoli incidentu závažnějšího charakteru, k němuž došlo v souvislosti s tímto zařízením.
- Tento výrobek značky OMRON se vyrábí podle přísného systému kvality společnosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonsko.

Datum vydání: 2020-09-25

Omezená záruka

Společnost OMRON poskytuje na tento produkt 3letou záruku platnou od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením. Záruka se nevztahuje na baterie a obal. Záruka se nevztahuje na jakákoli další poškození. Při uplatňování záruky bude vyžadován doklad o zakoupení.

Pokyny a prohlášení výrobce

Důležité informace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Zařízení MC-280B-E vyrobené společností OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. splňuje normu EN 60601-1-2:2015 pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Další dokumentace v souladu s touto normou EMC je k dispozici ve společnosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu k obsluze nebo na stránkách www.omron-healthcare.com. Více informací o elektromagnetické kompatibilitě zařízení MC-280B-E naleznete na webových stránkách.

Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení na výrobku nebo v dokumentaci k němu znamená, že jej na konci jeho životnosti nelze likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Pro prevenci možného poškození životního prostředí nebo zdraví osob z důvodu nekontrolované likvidace odpadů nevyhazujte toto zařízení do domovního odpadu, ale recyklujte je odpovídajícím způsobem pro udržitelné využívání materiálů.

Odpadní elektrické a elektronické zařízení











Domácí uživatelé se musí obrátit buď na maloobchodní prodejnu, ve které tento výrobek zakoupili, nebo místní úřad, kde obdrží informace o místě a způsobu jeho ekologicky bezpečné recyklace.

Profesionální uživatelé musí kontaktovat své dodavatele a podívat se na podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek nelze přidat do jiného komerčního odpadu určeného k likvidaci.

Baterie







Likvidace vybitých baterií musí probíhat v souladu s národními předpisy pro jejich likvidaci.

Popis symbolů

	Použitá část – Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem (svodovými proudy) typu BF
	Značka CE
	Je třeba, aby si uživatel přečetl tento návod k obsluze.
	Číslo sarže
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
	Zdravotnické zařízení
	Není voděodolné
	Poslední záznam v paměti

CE 0197

<https://www.omron-healthcare.com/>

	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz